



REFERENCIA DEL IMPLANTE	\emptyset	P	E	L	r	h
	Diámetro zona de encía	Longitud del pilar	Longitud zona de encía	Longitud total zona implantable	longitud zona roscante con superficie tratada	Longitud de la fresa
YAKVIT-1- 4514	4,5 mm	5 mm	2 mm	14 mm	7,6 mm	6,4 mm
YAKVIT-1- 4512	4,5 mm	5 mm	2 mm	12 mm	7,6 mm	4,4 mm
YAKVIT-1- 4510	4,5 mm	5 mm	2 mm	10mm	7,6 mm	2,4 mm
YAKVIT-1- 4508	4,5 mm	5 mm	2 mm	8 mm	5,6 mm	2,4 mm
YAKVIT-1- 3514	3,5 mm	5 mm	2 mm	14 mm	7,6 mm	6,4 mm
YAKVIT-1- 3512	3,5 mm	5 mm	2 mm	12 mm	7,6 mm	4,4 mm
YAKVIT-1- 3510	3,5 mm	5 mm	2 mm	10mm	7,6 mm	2,4 mm
YAKVIT-1- 3508	3,5 mm	5 mm	2 mm	8 mm	5,6 mm	2,4 mm

