


| Instrumental necesario | Foto | Características | Marca y Referencia | Precio de compra | Enlace a tienda y teléfono para comprar | ¿Incluido en la caja QBOXC2 de BIOTRINON ? |
|--|---|---|--|------------------|--|--|
| 1.-Bisturí circular |  | | Se recomienda Marca: BIOTRINON Ref: SKU: 5QPUNCH-G Puede utilizarse un bisturí circular de cualquier marca | 48,00 € | https://biotrinon.com/shop/bisturios-circulares/ Tlf BIOTRINON: 91 659 16 49 | SI |
| 2.-Fresas de bola* |  | Ø 2'5 mm | Se recomienda Marca BIOTRINON. Ref: SKU: QX27 Pueden utilizarse fresas redondas de cualquier marca | 16,00 € | https://biotrinon.com/shop/fresa-iniciadora-de-bola/ Tlf BIOTRINON: 91 659 16 49 | SI |
| | | Ø 2'9 mm | Se recomienda Marca: EDENTA. Ref: EC141-206-029 (Ref en PROCLINIC: C14024 PROCLINIC no la tiene en su catálogo hay que llamar y pedirla) Pueden utilizarse fresas redondas de cualquier marca | 47,40 € | Tlf PROCLINIC: 900 101 263 | NO |
| | | Ø 3,1 mm | Se recomienda Marca: EDENTA. Ref: EC141-206-031 (Ref en PROCLINIC: C14025 PROCLINIC no la tiene en su catálogo hay que llamar y pedirla) Pueden utilizarse fresas redondas de cualquier marca | 47,40 € | Tlf PROCLINIC: 900 101 263 | NO |
| | | Ø 3,5 mm | Se recomienda Marca: EDENTA. Ref: EC141-206-035 (Ref en PROCLINIC: C14026 PROCLINIC no la tiene en su catálogo hay que llamar y pedirla) Pueden utilizarse fresas redondas de cualquier marca | 58,90 € | Tlf PROCLINIC: 900 101 263 | NO |
| | | Ø 4,0 mm | Se recomienda Marca: EDENTA. Ref: EC141-206-040 (Ref en PROCLINIC: C14029 PROCLINIC no la tiene en su catálogo hay que llamar y pedirla) Pueden utilizarse fresas redondas de cualquier marca | 73,50 € | Tlf PROCLINIC: 900 101 263 | NO |
| | | Ø 5,0 mm | Marca: EDENTA. Ref_EC141-206-050 (Ref en PROCLINIC: C14030 PROCLINIC no la tiene en su catálogo hay que llamar y pedirla) Pueden utilizarse fresas redondas de cualquier marca | 73,50 € | Tlf PROCLINIC: 900 101 263 | NO |
| 3.-Fresa quirúrgica para hueso de alta densidad. Tipo avellanadora |  | Fresa cortical para el implante de 3,5 mm | Marca BIOTRINON | 63,00 € | https://biotrinon.com/shop/fresa-para-hueso-alta-densidad-tipo-avellanadora/ Tlf BIOTRINON: 91 659 16 49 | SI |
| | | Fresa cortical para el implante de 4,5 mm | Marca BIOTRINON | 63,00 € | | |
| 4.-Fresa | | | | | | SI |

| Instrumental necesario | Foto | Características | Marca y Referencia | Precio de compra | Enlace a tienda y teléfono para comprar | ¿Incluido en la caja QBOXC2 de BIOTRINON ? |
|-------------------------------------|------|-----------------|---|------------------|--|--|
| | | Ø 1,7 mm | Se recomienda marca BIOTRINON porque tienen las marcas para las mismas longitudes que YAKVIT -1 (8 mm, 10 mm, 12mm 14 mm). Ref: Sistema Q1 implant Pueden utilizarse fresas redondas de cualquier marca | 28,00 € | https://biotrinon.com/shop/fresas-del-sistema-q-implant/ Tlf BIOTRINON: 91 659 16 49 FRESAS RECOMENDADAS POR BIOTRINON: | SI |
| | | Ø 2,4 mm | BIOTRINON tienen las marcas para las mismas longitudes que YAKVIT -1 (8 mm, 10 mm, 12mm 14 mm) Marca BIOTRINON. Ref: Sistema Q1 implant Pueden utilizarse fresas redondas de cualquier marca | 59,00 € | la flecha azul señala los implantes que se utilizarán y las fresas que les corresponden | SI |
| | | Ø 3,5 mm | BIOTRINON tienen las marcas para las mismas longitudes que YAKVIT -1 (8 mm, 10 mm, 12mm 14 mm) Marca BIOTRINON. Ref: Sistema Q1 implant Pueden utilizarse fresas redondas de cualquier marca | 59,00 € | | SI |
| 5.-Insertor mecánico | | | Marca: BIOTRINON. Ref: Q1 IMPLANT | 63,00 € | https://biotrinon.com/categoria-producto/instrumental-implantes/llaves-de-insercion/ Tlf BIOTRINON: 91 659 16 49 | SI |
| 6.-Llave manual corta | | | Marca: BIOTRINON. Ref: Q1 IMPLANT | 47,00 € | https://biotrinon.com/categoria-producto/instrumental-implantes/llaves-de-insercion/ Tlf BIOTRINON: 91 659 16 49 | SI |
| 7.-Llave manual larga | | | Marca: BIOTRINON. Ref: Q1 IMPLANT | 51,00 € | https://biotrinon.com/categoria-producto/instrumental-implantes/llaves-de-insercion/ Tlf BIOTRINON: 91 659 16 49 | SI |
| 8.-Llave palanca para implantología | | | Marca: BIOTRINON. Ref: Q1 IMPLANT | 51,00 € | https://biotrinon.com/shop/llave-palanca/ Tlf BIOTRINON: 91 659 16 49 | SI |

| Equipo quirúrgico recomendado | Foto | Características | Marca y Referencia | Precio de compra | Enlace a tienda y teléfono para comprar |
|-------------------------------|----------------|--|--|---|---|
| Implantmed de W&H | Implantmed | Permite controlar la velocidad de inserción en rpm y el torque hasta 80 Nw.. | SI-1023 REF 30288000 Unidad de control para 230 V SI-1015 REF 30289000 Unidad de control para 120 V SI-1010 REF 30290001 Unidad de control para 100 V | entre 3.100 y 4.000 €/ud consultar el enlace: https://wh.showpad.com/share/m2Fxs3JELFtPnTktfgYJx | DISTRIBIDOR: Wehadent Ibérica, S.L. C/ Ciudad de Melilla, 3, Bajo E - 46017 Valencia t: +34 96 35 32 020 f: +34 96 35 32 579 oficinas.es@wh.com wh.com |

COSTES de las herramientas (comprando cada instrumento)

| | | | EDENTA | BIOTRINON |
|---|---|------|-----------------|-----------------|
| 1 | Bisturí Circular | | | 48,00 € |
| 2 | Fresa de bola | Ø2,5 | | 16,00 € |
| | | Ø2,9 | 47,40 € | |
| | | Ø3,1 | 47,40 € | |
| | | Ø3,5 | 58,90 € | |
| | | Ø4,0 | 73,50 € | |
| | | Ø5,0 | 73,50 € | |
| 3 | Fresa hueso alta densidad (avellanador) | Ø3,5 | | 63,00 € |
| | | Ø4,5 | | 63,00 € |
| 4 | Fresas | Ø1,7 | | 28,00 € |
| | | Ø2,4 | | 59,00 € |
| | | Ø3,5 | | 59,00 € |
| 5 | Insertor mecánico | | | 63,00 € |
| 6 | Llave manual corta | | | 47,00 € |
| 7 | Llave manual larga | | | 51,00 € |
| 8 | Llave palanca | | | 51,00 € |
| | SUMAS | | 300,70 € | 548,00 € |

CONTENIDO y COSTE de la Caja quirúrgica sistema Q 1-BIOTRINON


- | | |
|---|---------|
| 1. Recipiente de Titanio | QBOX |
| 2. Fresa piloto x 2 | PDQ1 |
| 3. Fresa cortante para Q1 de 3.5 mm | SDQ3 |
| 4. Fresa cortante para Q1 de 4.5 mm | SDQ4 |
| 5. Fresa cortical para implante de 3.5 mm | SDHQ3 |
| 6. Fresa cortical para implante de 3.5 mm | SDHQ4 |
| 7. Llave de inserción mecánica | IKQ3 |
| 8. Fresa de bola | QX27 |
| 9. Rueda de mano | HWQ1 |
| 10. Llave larga de inserción manual | IWQL |
| 11. Llave corta de inserción manual | IWQS |
| 12. Punch para implante de 3.5 mm | 3QPUNCH |
| 13. Punch para implante de 4.5 mm | 4QPUNCH |
| 14. Llave palanca | DHQ1 |
| 15. Pirza | QGRIP |

La caja es de Biotrinon.

Ref QBOXC2

 Telf BIOTRINON:
91 659 16 49

Precio 788,00 euros

***Fresas de bola (Marca EDENTA).** Ver pág 54 del LINK <https://www.edenta.com/es/instrumentos-de-carburotungsteno>
CHIRURGIA • CIRUGÍA • CIRURGIA


| Shank | L mm | ISO | Order No. | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 025 | 027 | 029 | 031 | 035 | 040 | 050 |
|-------|------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| HPL | 500 | 105 001 291... | C141.105... | | | | | | | | | 027 | 029 | 031 | 035 | 040 | 050 |
| HP | 500 | 104 001 291... | C141.104... | 010 | | 014 | | 018 | | 023 | 025 | 027 | 029 | 031 | 035 | 040 | 050 |
| RAXL | 500 | 206 001 291... | C141.206... | 010 | | 014 | | 018 | | 023 | 025 | 027 | 029 | 031 | 035 | 040 | 050 |
| RAL | 500 | 205 001 291... | C141.205... | 010 | | 014 | | 018 | | 023 | 025 | 027 | 029 | 031 | 035 | 040 | 050 |
| FGXL | 500 | 316 001 291... | C141.316... | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | | | | | | | |

Pueden comprarse en PROCLINIC.

Hay que llamar por teléfono porque PROCLINIC no las tiene en su catálogo

 Telf PROCLINIC:
900 101 263